
Vitafit *Inspired by Life*

AM

User Manual

Smart Body Fat Scale



Model:VT702

Please read this User Manual carefully before using the device

CONTENTS

01-08 ..... English

09-16 ..... Français

Display Icons	Description
	ONLY When Bluetooth® Icon lightened, the scale connected to APP successfully; The weight and body fat measurements can be performed.
	When without Bluetooth® Icon lightened, the scale connected to APP UNSUCCESSFULLY; The body fat measurements CANNOT be performed.
	The Icon means for Weight Only Mode; When Weight Only Mode Icon lightened, ONLY weight and BMI can be measured.
	The Green Icon means for completed measurement; When Green icon lightened, it means measuring completed and stable.
	The Icon means for body fat composition data in progress; Please continue standing STILL on the scale for completement.
	The icon means for body fat composition data NOT measured; Please make sure BARE and CLEAN feet fully contacting the scale's conductive areas.
	The Icon means for scale overload.
	The Icon means for Low battery, please replace in time to avoid the risk of leakage caused by over-discharge.
	When first time use or move scale, the scale will display "CAL", it indicates the scale in automatic calibration. Please wait until the scale display "0.0" before measuring.

Vitafit Smart Body Fat Scale

Thank you for choosing Vitafit Smart body fat Scale. This scale is your personal health assistant.
It uses bio-electrical impedance analysis(BIA) technology to offer you the data you need to keep track of your personal health; BMI(Body Mass Index), Body Fat, Body Water, Muscle Mass, Bone Mass, Protein, and much more!
We sincerely hope that you enjoy using your new Vitafit scale.

Safety Cautions

1. This scale is not intended for commercial use.
2. This scale should not be used to diagnose or treat any medical condition. Consult your primary care physician before making changes to your diet, exercise plans, or physical activities.
3. **If you are pregnant, have a pacemaker, or other internal device, you should not use the body fat function of this smart scale. Please note that all data should be used as a reference and is not substitute for medical advice from a licensed healthcare professional.**
4. Check the scale before use. Do not use the scale if it is damaged in any way.
5. The glass platform is slippery when wet. Make sure the platform and your feet are dry before stepping on for measurement.


Use and Care

1. To weigh safely and accurately, stand with your feet shoulder-width apart while on the scale.
2. DO NOT strike or drop the scale.
3. DO NOT stand on the edge of the scale or jump on it.
4. DO NOT stand on the scale platform for a prolonged period of time or when not in operation.
5. DO NOT store or operate near heat sources or in humid environments.
6. Handle the scale with care, as it is a precision instrument.
7. Clean the scale with a clean and dry cloth. Avoid getting water or any other liquid inside the scale.
8. DO NOT use chemical or abrasive cleaning agents to clean the scale.
9. Keep the scale in a cool and dry environment.
10. Always keep the scale in a horizontal position, do not store vertically.
11. If the scale fails to turn on, check whether the batteries are installed correctly. Replace the batteries if necessary.
12. If an error appears on the display or if the scale does not turn off automatically, remove the batteries for over 30 seconds, then reinstall them.
13. DO NOT overload the scale (maximum weight capacity: 182 kg / 400 lb/28st).
14. DO NOT mix new and used batteries or different battery brands to power the scale.


First Time Setup

IMPORTANT! BEFORE USE:Remove the isolator tab from the battery compartment.

style:1



style:2



Warning

1. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilties or lack of experience and knowledge if they have been given supervision orinstruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
2. Children shall not play with the appliance.
3. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
4. Model of battery that appliance used is 2xAAA or 3xAAA.
5. Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
6. Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
7. Batteries are to be inserted with the correct polarity.
8. Exhausted batteries are to be removed from the appliance and safely disposed of.
9. If the appliance is to be stored unused for a long period, the batteries are removed.
10. The supply terminals are not to be short-circuited.
11. Take the scale, turn it over, open the battery compartment, put 2xAAA or 3xAAA batteries according to the right polarities, then return the battery compartment cover.
12. Batteries, when swallowed, can be life-threatening. You should therefore keep the batteries and scale out of reach of small children. If a battery has been swallowed, medical assistance must be sought immediately.
13. Keep packaging material away from children. There is a risk of choking if swallowed. Also pay attention that children do not pull the packaging material over their heads.
14. Avoid contact of the battery fluid with skin, eyes, and mucosa. In case of contact, immediately rinse the affected areas with plenty of clean water and consult a doctor.

Disposing of the product

Dispose of the product in accordance with the regulations that apply in your country.



Devices must not be disposed of in normal household waste.

This marking indicates that this product should not be disposed of other household waste throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.



Batteries and rechargeable batteries should not be disposed of in household waste.

All batteries and rechargeable batteries must be brought to a local or district collection point or to the retailer. Such batteries and rechargeable batteries can thus be disposed of in an environmentally friendly way.


CE

Shenzhen Shine Industrial Co., Ltd. hereby declares that this (Name: Smart Body Fat Scale, Model:VT701/VT7016/VT7017/VT7018/VT7019/VT702/VT7026/VT7027/VT7028/VT7029/VT716/VT7166/VT7167/VT7168/VT7169/VT717/VT7176/VT7177/VT7178/VT7179/VT719/VT7196/VT7197/VT7198/VT7199/VT729/VT7296/VT7297/VT7298/VT7299/VT-701/VT-7018/VT-702) is compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/30/EU. This declaration will lose its validity if any modification is made to the scale without our consent.


Operation

Weighing without Vitafit App


1. Remove the isolator tab from the battery compartment.
2. For best accuracy, place the scale on a hard and flat floor. Carpeted or uneven floors can negatively effect the accuracy.
3. The scale operates with step-on technology but needs to be calibrated automatically under following occasions.
   A. when first time use, moving the scale or battery exchange, the scale will display scale itself weight, and appear “CAL” after around 1second, and then display “0.0” or “0.00” after around 2 seconds , now it’s ready to step on to weigh normally.



   B. If step on the scale before calibration, the scale will display an wrong weight and appear “CAL” after around 1second, and then display “0.0” or “0.00” after around 2seconds.



   After calibration, please step again on to weigh and get correct weight.



4. Under other occasions, please step on to weigh directly.
5. Step off the scale, the weight readings remain for several seconds. Then the scale will turn off automatically.
6. When Weighing without App,the scale only display weight data and switch the unit by press the unit button on the backside of scale.

Weighing with Vitafit App


The Vitafit Bluetooth Scale can connect with your mobile phone or Ipad via Bluetooth . The Body Weight and body fat result data will be showed at the App named “Vitafit”, which is easy to download from IOS App Store or Google Play.

Download App and Register ID

Scan the QR code or Download “ Vitafit” via IOS App Store or Google Play.


Vitafit

Register Your own ID,Then add personal data and confirm OK.




Set Special User Mode


Under these modes, we adopt zero-current technology that only measure weight and BMI.



1.If you are pregnant ,have a pacemaker or other internal device, please choose Weight Only Mode for safety measurement.



2.If the user is under 2years old, put in baby’s age and height, Vitafit app will automatically recognize and enter baby mode that only measure weight.



3.If the user is among 2-18years old, put in child’s age and height, Vitafit app will automatically recognize and enter child mode.

Note: When measuring with Vitafit App, please switch the unit via App,the scale will keep same unit with App. Let’s make more clear,the unit button on the backside of scale will be nonfunctional when the scale connected to Vitafit App.

Pairing the Vitafit Scale with your smartphone


Turn on Bluetooth® on your smartphone.
NOTE: For Android users, Location and Bluetooth® must be turned on for Android 6.0 and later.
OR ELSE THE APP DON'T GET RESULTS ACCORDING TO ANDROID REGULATIONS.



1.Tap + on the measuring page to discover the scale.



2.Step onto the scale with bare feet, then add the device named "Vitafit Body Fat".



3.Keep standing on the scale for 5-10 seconds. Pairing is successful when your final weight and body fat result appear on the Vitafit app.

Viewing Reports



1.The body measurement result divided into two part "Body composition and Body Index", Click each bar to view each part of result.



2.Click each measurement bar, you can view history data for the previous three times.




3.To view comparison data, click the barunder the weight section.



4.To view comparison data for a specific time, select starting date and ending date to generate the report, you can save or share your progress with friends via Facebook and Instagram by Click the "share" button on this page.



5.Click trend to view your progress history. You can select your progress for the week, month, or year.



6.To view data for a specific day, click calendar logo the top right corner of the screen.




7.To view reference data from a specific time frame, click Data Select, then select date.

Deleting Reference Data



1.To delete a reference data, click Select and select date, then click the"🗑".


Adding/Deleting Users and Other Setting




1.On the Measurement page, tap My Account at the bottom of the screen.





2.To add new users, click Member and select"Add a user" and then enter the new user information.





3.To delete a user,first click Edit and delete,and then confirm.





4.To delete the account, first click SET logo and click" Delete Account" .


5.other setting: You can set goal weights, change weight units, select sounds, select languages, and set weighing reminder on the current page.

Connecting with Other Fitness Apps

Google Fit


Authorization Steps on the Vitafit App

1. On the page of My Account, click "Health Connect " .
2. Please Install Heath Connect if the device system below Android 14, and then start autorize.
   If the system is Android 14 and above, please skip the install step, just direclty click" Authorize Immediately" .
3. click all allow button, then the authroization is sucessful .




Connect steps on Google Fit


1. Open the Google Fit, and click "Get started" .
2. Click "Set up" .
3. Click "Done" to finish connected .
4. After successfully connected, your measurement data will sync with Google Fit automatically.




Samsung Health


1. Firstly, please make same steps of authorization on the Vitafit app as above Google Fit mentioned.
2. After Vitafit app connected with Health Connect, please start Settings on Samsung Health as follow steps.
2.1. Open the Samsung Health, click "Settings"
2.2. Click "Health Connet"
2.3. Click "App permissions"








2.4. Click "Vitafit" to allow access
2.5. Click "Allow all" button to finish connecting
2.6. After successfully connected, your measurement data will sync with Samsung Health automatically









Apple Health

1. On the page of My Account, Select Apple Health from the menu.
2. Clik Authorize and the App will authorize immediately.
3. Open the Health App on your iPhone, then tap Sources. Be sure to turn on your Bluetooth®.
4. Select Vitafit from the list.
5. Turn on all categories to allow the Vitafit app to work.
   Note: In IOS system, couldn't be allowed to Sync with Google Fit.








Troubleshooting

The scale doesn't turn on.

. If the scale won't turn on or the battery is low, the batteries need to be replaced, and make sure the battery is installed properly.



When I stand on the scale, it doesn't respond.

. You may need to restart the scale. Remove the batteries and reinsert them to restart the scale.

The scale doesn't connect to the Vitafit app.

. Make sure your phone's operating system is running on IOS9.0+ or Android 4.3+
. Close and relaunch the Vitafit app. Make sure you're using the latest version.
. Make sure your phone has Bluetooth turned on. For Android users, make sure your Location is turned on as well.
. Make sure the scale is not currently connected to any other phone or app.
. The scale should only be connected to your phone via the Vitafit app. Do not connect the scale to your phone's Bluetooth settings.

The scale readings seem unstable or inaccurate.

. Make sure the scale is on a hard, flat surface.
. Make sure the scale is calibrated before use, to calibrate the scale, 1: Step on the scale with a single foot to activate it and then step off;
2: The display will show "CAL" and then "0.0" or "0.00" to indicate calibrating is complete.

My scale will only measure my weight, not other biometrics.

. If you're wearing shoes or socks, the scale cannot measure biometrics such as body fat. Step on the scale with bare feet..
. Make sure to place your bare feet on the scale's conductive areas.
. Depending on which biometrics you want to see, make sure the scale is connected to the Vitafit app
. Check to see if you are in which Mode. In Weight Only Mode, the scale will only provide the weight and BMI.

Package Contents

Serial Number	Item	Quantity
1	Smart Body Fat Scale	1
2	1.5V AAA Battery	3
3	User Manual	1

Specifications

Capacity: Min 5 kg/11lb/0:11lb
Max 182kg/400lb/28st
Weight unit: kg/lb/st
Graduation: 0.05kg/0.1lb/0.1lb
Dimensions: 277x277x24mm or 280x280x24mm or 300x300x24mm(Depended on the model)
Display: LCD or LED (Depended on the model)
Platform: Tempered glass
Batteries: 3xAAA

Warranty Information

Vitafit guarantees all products to be of the highest quality in material and craftsmanship, and provides all products with 3 years warranty effective from the date of purchase.

For more information please visit www.51vitafit.com, www.vitafit.com.
Email: service@51vitafit.com

Icônes d'affichage	Description
	Lorsque l'icône Bluetooth® est allumée, la balance est connectée à l'application. Vous pouvez alors effectuer des mesures de poids et de masse grasse.
	Si l'icône Bluetooth® n'est pas allumée, la connexion à l'application a échoué. Vous ne pouvez pas effectuer de mesures de masse grasse.
	L'icône Bluetooth® indique le mode « Pesée uniquement ». Lorsque ce mode est activé, seuls le poids et l'IMC peuvent être mesurés.
	L'icône verte indique que la mesure est terminée et stable.
	L'icône Bluetooth® indique que la mesure de la composition corporelle est en cours. Veuillez rester immobile sur la balance jusqu'à la fin de la mesure.
	L'icône Bluetooth® indique que la mesure de la composition corporelle n'a pas été effectuée. Assurez-vous que vos pieds nus et propres sont en contact avec les zones conductrices de la balance.
	L'icône Bluetooth® indique une surcharge de la balance.
	L'icône Bluetooth® indique une batterie faible. Veuillez la remplacer rapidement pour éviter tout risque de fuite dû à une décharge excessive.
	Lors de la première utilisation ou du déplacement de la balance, l'écran affiche « CAL », indiquant que l'étalonnage est automatique. Veuillez attendre que l'écran affiche « 0,0 » avant de prendre une mesure.

Vitafit Pèse Personne Impédancemètre Intelligent

Merci d'avoir choisi Vitafit Smart Body Fat Scale. Cette balance est votre assistant de santé personnel. Il utilise la technologie d'analyse d'impédance bio-électrique (BIA) pour vous offrir les données dont vous avez besoin pour garder une trace de votre santé personnelle ; IMC (indice de masse corporelle), graisse corporelle, eau corporelle, masse musculaire, masse osseuse, protéines, et bien plus encore! Nous espérons sincèrement que vous apprécierez l'utilisation de votre nouvelle balance Vitafit.

Consignes De Sécurité

1. Cette balance n'est pas destinée à un usage commercial.
2. Cette balance ne doit pas être utilisée pour diagnostiquer ou traiter un problème médical. Consultez votre médecin de premier recours avant de modifier votre alimentation, vos plans d'exercice ou vos activités physiques.
3. **Si vous êtes enceinte, si vous avez un stimulateur cardiaque ou un autre appareil interne, vous ne devriez pas utiliser la fonction de graisse corporelle de cette balance intelligente.Veuillez noter que toutes les données doivent être utilisées comme référence et ne remplacent pas les conseils médicaux d'un professionnel de la santé agréé.**
4. Vérifiez l'échelle avant de l'utiliser. Ne l'utilisez pas si elle est endommagée de quelque façon que ce soit.
5. La plateforme en verre est glissante lorsqu'elle est mouillée. Assurez-vous que la plateforme et vos pieds sont secs avant de procéder à la mesure.


Utilisation Et L'entretien

1. Pour peser de façon sécuritaire et précise, tenez-vous debout, les pieds écartés à la largeur des épaules, tout en étant sur la balance.
2. NE PAS frapper ou laisser tomber l'échelle.
3. NE PAS se tenir debout sur le bord de la balance ou sauter dessus.
4. NE PAS rester sur la plate-forme pendant une période prolongée ou lorsqu'elle n'est pas en service.
5. NE PAS entreposer ni utiliser à proximité de sources de chaleur ou dans des environnements humides.
6. Manipuler la balance avec soin, car il s'agit d'un instrument de précision.
7. Nettoyez la balance avec un chiffon propre et sec. Évitez d'y introduire de l'eau ou tout autre liquide.
8. NE PAS utiliser de produits de nettoyage chimiques ou abrasifs pour nettoyer la balance.
9. Conserver la balance dans un environnement frais et sec.
10. Toujours garder l'échelle en position horizontale, ne pas la stocker verticalement.
11. Si la balance ne s'allume pas, vérifiez si les piles sont installées correctement. Remplacez les piles si nécessaire.
12. Si une erreur apparaît sur l'écran ou si la balance ne s'éteint pas automatiquement, retirez les piles pendant plus de 30 secondes, puis réinstallez-les.
13. NE PAS surcharger la balance (capacité maximale : 182 kg / 400 lb / 28st).
14. Ne mélangez PAS les piles neuves et usagées ni les différentes marques de piles pour alimenter la balance.


Démarrage Rapide

IMPORTANT ! AVANT L'UTILISATION :Enlever l'étiquette d'isolateur du compartiment des batteries

style:1



style:2



Opération

Pesée Sans Application Vitafit

1. Retirer la languette de l'isolateur du compartiment de la batterie.
2. Pour une précision optimale, placez l'échelle sur un plancher dur et plat. Le tapis ou les planchers irréguliers peuvent avoir un effet négatif sur la précision.
3. L'échelle fonctionne avec une technologie à pas, mais doit être étalonnée automatiquement dans les occasions suivantes.
   A. Lors de la première utilisation, du déplacement de la balance ou de l'échange de la batterie, la balance affiche elle-même le poids et apparaît "CAL" après environ 1 seconde, puis affiche "0.0" ou "0.00" après environ 2 secondes, elle est maintenant prête à se mettre en marche pour peser normalement.



Avertissement

1. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient surveillés ou qu'ils aient reçu des instructions concernant l'utilisation sécuritaire de l'appareil et qu'ils comprennent les risques encourus.
2. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
3. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
4. L'appareil utilise des piles de type 2 x AAA ou 3 x AAA.
5. Ne pas recharger les piles non rechargeables.
6. Ne pas mélanger différents types de piles ni piles neuves et usagées.
7. Insérer les piles en respectant la polarité.
8. Retirer les piles usagées de l'appareil et les éliminer en toute sécurité.
9. Retirer les piles si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
10. Ne pas court-circuiter les bornes d'alimentation.
11. Retournez la balance, ouvrez le compartiment à piles, insérez 2 ou 3 piles AAA en respectant la polarité, puis refermez le couvercle.
12. L'ingestion de piles peut être mortelle. Conservez donc les piles et la balance hors de portée des jeunes enfants. En cas d'ingestion d'une pile, consultez immédiatement un médecin.
13. Gardez l'emballage hors de portée des enfants. Risque d'étouffement en cas d'ingestion. Veillez également à ce que les enfants ne tirent pas l'emballage sur leur tête.
14. Évitez tout contact du liquide des piles avec la peau, les yeux et les muqueuses. En cas de contact, rincez immédiatement et abondamment à l'eau claire et consultez un médecin.

Élimination du produit

Élimination du produit

Éliminez le produit conformément à la réglementation en vigueur dans votre pays.



Les appareils ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.

Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères dans toute l'UE. Afin de prévenir tout risque pour l'environnement ou la santé humaine lié à une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-le de manière responsable afin de favoriser la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte prévus à cet effet ou contacter le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit. Ce dernier pourra prendre en charge le recyclage de ce produit dans le respect de l'environnement.




Les piles et batteries rechargeables ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères.

Toutes les piles et batteries rechargeables doivent être déposées dans un point de collecte local ou départemental, ou auprès du revendeur. Elles pourront ainsi être éliminées de manière écologique.


CE

Shenzhen Shine Industrial Co., Ltd. déclare par la présente que ce (Nom : Intelligente Balance Impédancemètre,Modèle :VT701/VT7016/VT7017/VT7018/VT7019/VT702/VT7026/VT7027/VT7028/VT7029/VT716/VT7166/VT7167/VT7168/VT7169/VT717/VT7176/VT7177/VT7178/VT7179/VT719/VT7196/VT7197/VT7198/VT7199/VT729/VT7296/VT7297/VT7298/VT7299/VT-701/VT-7018/VT-702) est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la Directive 2014/30/UE. Cette déclaration sera caduque si une modification est apportée au pèse-personne sans notre accord.

B. Si le pas est sur la balance avant l'étalonnage, la balance affiche un poids erroné et apparaît "CAL" après environ 1 seconde, puis affiche "0.0" ou "0.00" après environ 2 secondes.



Après l'étalonnage, veuillez continuer à peser et à peser correctement.



4. En d'autres occasions, veuillez intervenir pour peser directement.
5. Descendez de la balance, les lectures de poids restent pendant plusieurs secondes. Ensuite, la balance s'éteint automatiquement.
6. Lorsque vous pesez sans application, la balance n'affiche que les données de poids et changez l'appareil en appuyant sur le bouton de l'appareil situé à l'arrière de la balance.

Pesée Avec Application Vitafit


La Balance Vitafit Bluetooth peut se connecter à votre téléphone portable ou Ipad via Bluetooth. Les données sur le poids corporel et la graisse corporelle seront affichées sur l'application appelée « Vitafit », qui est facile à télécharger à partir de l'App Store IOS ou Google Play.

Télécharger l'application et enregistrer l'ID

Scannez le code QR ou Télécharger « Vitafit » via IOS App Store ou Google Jouer.


Vitafit

Enregistrez votre propre pièce d'identité, Ajoutez ensuite des données personnelles et confirmez OK.



Définir le Mode Utilisateur Spécial

Dans le cadre de ces modes, nous adoptons une technologie à courant zéro qui ne mesure que le poids et l'IMC.



1.Si vous êtes enceinte, avez un stimulateur cardiaque ou un autre appareil interne, veuillez choisir le mode Poids seul pour la mesure de sécurité.



2. Si l'utilisateur a moins de 2 ans, mettez l'âge et la taille de bébé, l'application Vitafit reconnaîtra automatiquement et entrera en mode bébé qui ne mesure que le poids.



3. Si l'utilisateur est âgé de 2 à 18 ans, indiquez l'âge et la taille de l'enfant, l'application Vitafit reconnaîtra automatiquement et passera en mode enfant.

Remarque : Lorsque vous effectuez des mesures avec l'application Vitafit, veuillez changer l'unité de mesure via l'application, la balance conservera la même unité avec l'application. Soyons plus clairs, le bouton de l'unité de mesure à l'arrière de la balance ne sera pas fonctionnel lorsque la balance sera connectée à Vitafit App.

Couplage de la balance Vitafit avec votre smartphone

Allumez Bluetooth® sur votre téléphone intelligent.

REMARQUE : Pour les utilisateurs d'Android, Location et BluetoothMD doit être activé pour Android 6.0 et versions ultérieures.


OU BIEN L'APPLICATION N'OBTIENT PAS DE RÉSULTATS SELON LES RÉGLEMENTATIONS ANDROID.



1.Appuyez sur + sur la page de mesure pour découvrir l'échelle.



2.Montez sur la balance pieds nus, puis ajoutez le dispositif appelé «Vitafit Body Fat».



3.Restez debout sur l'échelle pendant 5 à 10 secondes. L'appariement est réussi lorsque votre poids final et le résultat de graisse corporelle apparaissent sur l'application Vitafit.

Affichage des Rapports




1.Le résultat de la mesure du corps est divisé en deux parties : «Composition corporelle et indice corporel». Cliquez sur chaque barre pour afficher chaque partie du résultat.



2.Cliquez sur chaque barre de mesure pour afficher les données d'historique des trois précédentes fois.




3.Pour afficher les données de comparaison, cliquez sur la barre sous la section Poids.



4.Pour afficher les données de comparaison pour une heure donnée, sélectionnez la date de début et la date de fin pour générer le rapport. Vous pouvez enregistrer ou partager vos progrès avec vos amis via Facebook et Instagram par Cliquez sur le bouton « Partager » sur cette page.



5.Cliquez sur Tendance pour afficher l'historique de vos progrès. Vous pouvez sélectionner votre progression pour la semaine, mois ou année.



6.Pour afficher les données d'une journée donnée, cliquez sur le logo du calendrier.coin supérieur droit de l'écran.




7.Pour afficher les données de référence d'une période donnée, cliquez sur Data Select, puis sélectionnez Date.

Suppression Des Données De Référence



1.Pour supprimer une donnée de référence, cliquez sur Sélectionner et sélectionnez la date.puis cliquez sur le "🗑".


Ajout/Suppression D'utilisateurs Et Autres Paramètres




1.Sur la page Mesures, appuyez sur Mon compte. au bas de l'écran.





2.Pour ajouter de nouveaux utilisateurs, cliquez sur Membre et sélectionnez Ajouter un utilisateur, puis entrez les renseignements sur le nouvel utilisateur.





3.Pour supprimer un utilisateur, cliquez d'abord sur Modifier et supprimer, puis confirmez.





4.Pour supprimer le compte, cliquez d'abord sur le logo SET et cliquez sur"


5.Autres Paramètres : Vous pouvez définir des poids objectifs, modifier des unités de poids, sélectionner des sons, sélectionner et définir le rappel de pesage sur la page en cours.

Connexion Avec D'autres Applications De Conditionnement Physique

Google Fit


Étapes d'autorisation sur l'application Vitafit

1. Sur la page de Mon Compte, cliquez sur « Health Connect » .
2. Veuillez installer Heath Connect si le système de l'appareil est inférieur à Android 14, puis commencez à autoriser. Si le système est Android 14 et supérieur, veuillez ignorer l'étape d'installation, cliquez simplement directement sur « Autoriser immédiatement ».
3. cliquez sur le bouton Tout autoriser, l'autorisation est alors réussie.



Connecter les étapes sur Google Fit

1. Ouvrez Google Fit et cliquez sur « Commencer ».
2. Cliquez sur "Configurer".
3. Cliquez sur "Terminé" pour terminer la connexion.
4. Une fois la connexion réussie, vos données de mesure seront automatiquement synchronisées avec Google Fit.










Samsung Health


1. Tout d'abord, veuillez effectuer les mêmes étapes d'autorisation sur l'application Vitafit que celles mentionnées ci-dessus par Google Fit.
2. Une fois l'application Vitafit connectée à Health Connect, veuillez démarrer les paramètres sur Samsung Health en suivant les étapes suivantes.


2.1. Ouvrez Samsung Health, cliquez sur « Paramètres »

2.2. Cliquez sur « Connexion Santé »


2.3. Cliquez sur « Autorisations de l'application »








2.4. Cliquez sur "Vitafit" pour autoriser l'accès
2.5. Cliquez sur le bouton "Autoriser tout" pour terminer la connexion
2.6. Une fois la connexion réussie, vos données de mesure seront automatiquement synchronisées avec Samsung Health.








Apple Health

1. À la page Mon compte, sélectionnez Apple Health dans le menu.
2. Clik Authorize et l'application l'autoriseront immédiatement.
3. Ouvrez l'application Santé sur votre iPhone, puis appuyez sur Sources. Assurez-vous d'activer votre BluetoothMD.
4. Sélectionnez Vitafit dans la liste.
5. Activez toutes les catégories pour permettre à l'application Vitafit de fonctionner.
   Remarque : Dans le système IOS, la synchronisation avec Google Fit n'a pas pu être autorisée.








Dépannage

La balance ne s'allume pas.

. Si la balance ne s'allume pas ou si la pile est faible, remplacez-la et assurez-vous qu'elle est correctement installée.



Lorsque je monte sur la balance, elle ne répond pas.

. Vous devrez peut-être redémarrer la balance. Retirez les piles et réinsérez-les pour la redémarrer.

La balance ne se connecte pas à l'application Vitafit.

. Assurez-vous que le système d'exploitation de votre téléphone fonctionne sous iOS 9.0 ou Android 4.3 ou version ultérieure.
. Fermez et relancez l'application Vitafit. Assurez-vous d'utiliser la dernière version.
. Assurez-vous que le Bluetooth est activé sur votre téléphone. Pour les utilisateurs d'Android, assurez-vous également que la localisation est activée.
. Assurez-vous que la balance n'est connectée à aucun autre téléphone ou application.
. La balance doit être connectée à votre téléphone uniquement via l'application Vitafit. Ne connectez pas la balance aux paramètres Bluetooth de votre téléphone.

Les lectures de la balance semblent instables ou inexactes.

. Assurez-vous que la balance est posée sur une surface dure et plane.
. Assurez-vous que la balance est calibrée avant utilisation. Pour calibrer la balance, procédez comme suit : 1 : Montez sur la balance avec un seul pied pour l'activer, puis descendez ; 2 : L'écran affichera « CAL », puis « 0,0 » ou « 0,00 » pour indiquer que le calibrage est terminé.

Ma balance mesure uniquement mon poids, sans autres données biométriques.

. Si vous portez des chaussures ou des chaussettes, la balance ne peut pas mesurer les données biométriques telles que la masse grasse. Montez sur la balance pieds nus.
. Assurez-vous de placer vos pieds nus sur les zones conductrices de la balance.
. Selon les données biométriques que vous souhaitez consulter, assurez-vous que la balance est connectée à l'application Vitafit.
. Vérifiez le mode sélectionné. En mode Poids seul, la balance ne fournit que le poids et l'IMC.

Contenu De L'emballage

Numéro de série	Projets	Nom (s)
1	Intelligente Balance Impédancemètre	1
2	pile AAA 1,5 V	3
3	Manuel de l'utilisateur	1

Spécifications

Capacité de poids :	Min 5 kg/11lb/0:11lb
	Max 182kg/400lb/28st
Unité de poids :	kg/lb/st
Graduation :	0.05kg/0.1lb/0.1lb
Dimensions :	277x277x24mm ou 280x280x24mm ou 300x300x24mm(Selon le modèle)
Affichage:	LCD ou LED (Selon le modèle)
Plateforme :	Verre trempé
Piles:	3xAAA

Informations De Garantie

Vitafit garantit que tous les produits sont de la plus haute qualité en matière de matériaux et d'artisanat et fournit à tous les produits une garantie de 3 ans à compter de la date d'achat.

Pour plus d'informations, veuillez visiter www.51vitafit.com, www.vitafit.com.
Email: service@51vitafit.com

Changes or Modifications not expressly approved by the party responsible could void the user's authority to operate this device.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

This device complies with Industry Canada Licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.


This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

"The Bluetooth@ word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Shenzhen Shine Industrial Co., Ltd is under license, Other trademarks and trade names are those of their respective owners."

Factory: SHENZHEN SHINE INDUSTRIAL CO., LTD.
Address: 2&3F, Bldg5, 1st Industrial Zone, Changzhen Community, Yutang Street,Guangming District , Shenzhen City,Guangdong Province, China, 518132
E-mail: sales03@iascent.com.cn

EC REP
Company: Apex CE Specialists GmbH
Address: Grafenberger Allee 277, 40237 Düsseldorf, Westfalen, Deutschland
Zip Code: 40237
Contact: Wells Yan
E-mail: info@apex-ce.com
Tel: +491776995991

UK REP
Company: APEX CE SPECIALISTS LIMITED
Address: 6f East Union Street, Manchester, England, M16 9AE
Contact: Wells
E-mail: Info@apex-ce.com
Tel: +441616371080







E1310 RoHS Compliant Made in China